

# MAINTENANCE SERVICE

## 実験動物用ステーション (OAS/VFS型) メンテナンスサービス ベーシックケアプランのご案内




### 適切なメンテナンスがお客様を様々なリスクから守ります。

実験動物用ステーションは、気流制御により床敷交換作業時に飛散するアレルゲンから作業者を守ると同時に、搭載したHEPAフィルターにより、クリーンな環境下で実験動物の操作をするための装置です。そのため、気流制御やフィルターでの除去が適切に行われていない場合、人体や周辺環境に甚大な影響を与えるリスクがあります。それらのリスクは、適切なメンテナンスにより抑制することが可能です。

#### 対象モデル

オープンアクセスステーション (OAS型)



パーティカルフローステーション (VFS型)



### サービスプラン

点検項目や実施頻度などはお客様のご要望に応じたオプション選択が可能です。  
製品購入時にお申込みいただいた場合は、初年度のみ下記の特典が無償で付きます。  
オプションについては更新時の追加・変更も可能です。

実施項目		購入時加入特典	2年目以降 納品後加入
故障診断技術料	突然の故障時などに技術者が訪問し診断・調査	✓	✓
外観検査	外観および付属品に破損がないこと	✓	✓
作動検査	可動部やスイッチが適切に動作すること	✓	✓
風速検査	前面サッシ開口部の風速が規定値以内であること	✓	✓
フィルター性能検査	適切な性能を有していること	✓	✓
報告書作成	作業報告書の作成・提出	✓	✓
フィルター交換作業	フィルター交換及び試運転調整	オプション	
故障部品・交換作業料	故障の際には、その修理に関わる部品代及び作業料を別途お見積りさせていただきます	別途有償	

- オプション選択時に必要な部品は別途お見積りさせていただきます。
- HEPA フィルターの処分は別途有償となります。

## オリエンタル技研工業株式会社

建設業 / 国土交通大臣許可(特・般-2)第13775号 一級建築士事務所 / 東京都知事登録 第46513号

本社・東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-4  
TEL. 03-3233-0821(代) FAX. 03-3233-0825

【ご注意】 ●パンフレット掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。 ●本パンフレットは印刷物のため、実際の製品カラーと異なる場合があります。 ●パンフレットでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項について、全ての情報を掲載していません。 ●本製品をご使用の際は、取扱説明書を必ずお読み頂いたうえでご使用ください。 ●掲載内容は2024年4月現在のものです。

NO24-04-Maintenance Service Plan OAS/VFS\_REV.01

#### メンテナンスサービス

各種メンテナンスサービスに関するお問い合わせはこちらから。

